

## TERMO DE GARANTIA

A balança digital para uso pessoal tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação do cupom fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor. A garantia de um ano não se aplica as partes sensíveis ao desgaste de uso normal. Estas partes têm garantia de noventa dias, também contados a partir da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de manuseio, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas no instrumento por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do aparelho invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. As baterias, e os danos provocados por vazamento destas, não estão cobertas pela garantia. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do aparelho e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir a balança defeituosa por outra nova, caso julgue necessário. Sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não prorrogam o prazo de garantia. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado a parte, mesmo que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia. As calibrações periódicas da balança não estão cobertas pela garantia e serão cobradas a parte.

Importado Por:

ACCUMED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.

Rodovia Washington Luiz, 4370 Galpão L/H, Vila S. Sebastião Duque de Caxias - RJ

CEP: 25055-009 - CNPJ: 06.105.362/0001-23

Suporte 0800 052 1600 Comercial: 21-2126-1600

E-mail: sac@accumed.com.br - Resp. Técnico: Marcos Jordão - CRQ3ªReg. 03212320

Fabricado na China

Produto para uso pessoal sem fins terapêuticos. - Isento de registro na ANVISA

Rev. 04\_16/07/2014

## Balança Digital Para Uso Pessoal

**G·TECH**

Modelo *Glass 200*



Leia este Manual de Instruções antes de utilizar a sua Balança Digital  
para uso pessoal G-Tech Glass 200

**MANUAL**

Sua nova balança eletrônica pessoal, foi projetada para indicar com precisão o seu ganho ou perda de peso e funcionará bem por vários anos desde que utilizada conforme as instruções desse manual.

### Especificações:

- Equipada com sensores de alta precisão do tipo "strain gage"
- Plataforma de vidro temperado para maior segurança
- Capacidade 200Kg/440Lb/31st
- Divisão 50g / 0,11lb
- Visor de LCD
- Ajuste do zero automático
- Desligamento automático
- Indicação de sobrepeso

### Bateria

Bateria de Lítio (CR2032) incluso

### Realizando a Medição

1. Posicione a balança sobre uma superfície plana e nivelada. Não deve ser colocada sobre carpetes, tapetes ou outras superfícies macias
2. Para ligar a balança, toque a plataforma da mesma com o pé, e então aguarde alguns segundos. Aparecerá a seguinte indicação:



**IMPORTANTE!** Espere até aparecer a indicação 0.0 para subir na balança, do contrário, aparecerá a mensagem **ERR** e você deverá aguardar a balança desligar para reiniciar a medição.

3. Suba na balança com cuidado, não se movimente e aguarde até que os números se estabilizem no visor. Quando isso ocorrer, este será o seu peso.



### Desligamento Automático

Ao descer da balança, esta se desliga automaticamente. O desligamento automático ocorre quando a balança não identifica nenhum peso por mais de 6 segundos. Quando a bateria estiver baixa, o visor indicará LO

### Indicação de Sobrepeso

Quando a balança for submetida a um peso superior a 200Kg, aparecerá a seguinte mensagem no display.

OL