



Termômetro Digital de Testa e Ouvido



Ouvido



Testa



Ambientes



Modelo T1000
MANUAL DE INSTRUÇÕES



PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS

- Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas, umidade, poeira ou luz direta.
- Não deixe cair o instrumento. Evite vibrações fortes.
- Não desmonte ou faça reparos no termômetro.
- Não deixe o termômetro ao alcance das crianças.
- Não toque na extremidade da sonda com os dedos.
- Não utilize o termômetro se o canal do ouvido estiver úmido.
- Pessoas que sofrem de doenças auriculares devem evitar o uso deste produto.
- Não use força excessiva para inserir a sonda no ouvido.
- Após o uso do termômetro, limpe as lentes seguindo os procedimentos de limpeza, descritos no manual. Não ferver o termômetro.
- O uso deste termômetro não dispensa uma consulta ao médico. Seja sempre orientado por seu médico.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O Termômetro Clínico Digital de testa e ouvido por Infravermelho G-Tech Modelo T1000 é indicado para medição de temperatura corpórea. O termômetro pode ser utilizado para verificar a temperatura do ouvido e da testa, e temperatura ambiente. O termômetro tem as seguintes funções: exibição do relógio e uma iluminação, que torna a medição mais fácil durante a noite. A medição é instantânea e


fornece a leitura em segundos. A sonda é conveniente e econômica, sem tampa e à prova d'água, fácil de limpar. Converte automaticamente o modo de medição da temperatura da testa para temperatura do ouvido ao remover da tampa frontal.

Conteúdo

01 Termômetro Clínico Digital de testa e ouvido por Infravermelho G-Tech Modelo T1000

01 manual de instruções

01 bateria




INSTRUÇÕES DE USO

RELÓGIO E MEDIÇÃO DA TEMPERATURA AMBIENTE

Ao utilizar o termômetro pela primeira vez ou ao trocar a bateria, você deve primeiro ajustar o horário. A seguir, a função de medição da temperatura ambiente será automaticamente ativada.



(1) Ajuste do relógio:

Para ajustar da hora e minutos. Abra a tampa da bateria, pressione o botão de ajuste do horário (os números estarão piscando) e então ajuste a hora utilizando o botão de energia e varredura, na seqüência pressione novamente o botão de ajuste do horário (os números estarão piscando) então ajuste os minutos.




(2) Modos de exibição:

Existem dois modos de exibição: o modo de horário do relógio e temperatura ambiente, como indicado na figura 2, e o modo da temperatura corporal, indicado na figura 3




INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA

O símbolo de bateria fraca será mostrado na parte inferior do visor.



Se o visor mostrar a figura abaixo, o termômetro ainda poderá ser utilizado.




SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

Remoção

Retire o parafuso e abra a tampa da bateria.

Instalação

Utilize uma bateria de lítio CR2032 de 3 V, coloque o pólo negativo para baixo.



Nota: Descarte as baterias em local apropriado

MEDIÇÃO DA TEMPERATURA

(1) Para alternar do modo de testa para ouvido, retire a tampa frontal. Para alternar do modo de ouvido para testa, coloque novamente a tampa frontal.

·Ao verificar a temperatura da testa, a leitura fornecida é somente para referência, por considerar fatores ambientais.

(2) Verificando a temperatura no ouvido:

·Remova a tampa frontal.

·Pressione o botão de energia e varredura.

·O visor é ativado mostrando todos os símbolos. Em seguida, o valor mais recente de medição é exibido por três segundos, enquanto o termômetro se prepara para medir, conforme figura 7.

·Pressione e solte o botão de energia e varredura; assim que você ver o símbolo de uma seta no visor, coloque a sonda no ouvido por um segundo.

·Você ouvirá um som de bip, a seguir pode retirar o termômetro e verificar a temperatura.




Figura 7

(3)Verificando a temperatura da testa:

·Certifique-se de que a tampa frontal esteja colocada.

·Pressione o botão de energia e varredura.

·O visor é ativado mostrando todos os símbolos. A seguir, o valor mais recente de medição é exibido com a iluminação de fundo por três segundos, enquanto o termômetro se prepara para medir (ver Figura 8).

·Coloque a sonda na testa e fixe à pele firmemente. Pressione o botão durante a medição.

·Deslize devagar a sonda através da testa até próximo do cabelo, mantendo o termômetro em contato com a pele, durante 3 a 5 segundos. A medição deve ser iniciada passando o termômetro de uma extremidade a outra da testa. A sonda e a testa devem formar um ângulo reto entre si.

·Solte o botão; você irá ouvir um som de bip, a seguir verifique temperatura.




Figura 7

(4) O visor exibe “Lo” ou “Hi” com a iluminação de fundo por 3 segundos, quando a temperatura medida está fora da faixa de medição do termômetro (ver figura 9).




Figura 8

(5) O símbolo “Err” é mostrado no visor, se a temperatura de operação estiver fora da faixa (16°C a 35°C), ver figura 10.




Figura 10



(6) Após um minuto sem ser utilizado, o termômetro desliga automaticamente.

ALTERNÂNCIA ENTRE A ESCALA CELSIUS E FAHRENHEIT

Quando o termômetro estiver no status “ligado” pressione o botão de energia e varredura e o botão de memória simultaneamente para alternar entre os dois padrões de medição.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Utilize um pano com álcool ou um cotonete para limpeza da sonda. O corpo do termômetro não é à prova de água, por isso não o mergulhe em água ou outro líquido, use um pano seco.



NOTA: NÃO UTILIZE ÁGUA PARA LAVAR AS LENTES DO TERMÔMETRO

SIMBOLOGIA

°C

Escala Celsius

°F





Escala Fahrenheit

⌚

Relógio

👂

Modo de Varredura de Ouvido

| | |
|---|---|
|  | Modo de varredura de testa |
|  | Indicação de temperatura maior que 38°C |
|  | Indicação de bateria fraca |
|  | Símbolo de memória |

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. Indicação constante de baixa temperatura: Provavelmente, a sonda não está posicionada adequadamente no canal do ouvido. A extremidade da sonda deve estar bem posicionada e as lentes da sonda precisam estar limpas.

2. Advertência “Lo” ou “Hi”: A temperatura medida está fora da faixa de medição de 10°C a 50°C (50°F a 122°F).

3. Advertência “Err”: A temperatura medida está fora da faixa de operação 16°C a 35°C (60,8°F a 95°F).

4. Advertência de bateria fraca: Substitua a bateria

Em caso de dúvidas e reclamações, entre em contato com o SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente

Telefone: 0800 0521600 / E-mail: sac@accumed.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Faixa de medição: 10°C a 50°C (50°F a 122°F)

Exatidão da medição:

Ouvido: +/- 0,2°C (0,4°F) – Na faixa de 35,5°C a 42°C (95,9°F a 107,6°F)

+/- 0,3°C (0,5°F) – Fora da faixa

Testa: +/- 0,3°C (0,5°F) – Na faixa de 22°C a 40°C (71,6°F a 104°F)

Resolução: 0,1°C ou °F

Bateria de lítio CR2032 - 3 V

Memória: 10 séries de armazenamento

Economia de energia: Desligamento automático após cada minuto inativo

Ambiente de operação: 16°C a 35°C (60,8°F a 95°F) com umidade relativa até 85%

Ambiente de armazenagem / transporte: – 25 a 55°C (– 13°F a 131°F) com umidade relativa até 85%

Dimensões (comprimento x largura x altura): 125,9 x 37,6 x 40,5 mm

Peso: 63 g (sem bateria)

Função de iluminação de fundo: Exibida por 3 segundos

GARANTIA

O Termômetro Clínico Digital de testa e ouvido por Infravermelho G-Tech Modelo T1000 tem garantia de um ano a contar da data de entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida mediante apresentação do cupom fiscal com data de compra, nome referência do produto e identificação do revendedor. A garantia não se aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes, inobservância das instruções de uso, conservação e operação descritas no manual, ou a alterações feitas por terceiros. Qualquer abertura desautorizada do termômetro invalidará esta garantia; não existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo usuário. A bateria, e os danos provocados pelo vazamento da mesma, não estão cobertos pela garantia. A garantia não cobre despesas de envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau funcionamento do termômetro e outras despesas não identificadas. O fabricante se reserva do direito de substituir o termômetro defeituoso por outro novo, caso julgue necessário. Sendo o critério de julgamento exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de garantia não o prorrogam. Todo serviço de manutenção oriundo de peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado a parte, mesmo que o termômetro esteja dentro do prazo de garantia.

Accumed Produtos Médico Hospitalares Ltda.

Rodovia Washington Luiz, 4370 - Galpão L - Vila São Sebastião - Duque de Caxias - RJ - CEP: 25055-009

SAC: 0800 052 1600 • Comercial (21) 2126-1600

Responsável Técnico: Monique Souza CRF/RJ 14479

Fabricado por: Avita (Wujiang) Co. Ltd

Nº 858, Jiao Tong Road, Wu Jiang Economic Development Zone, Jiang Su. - China

Registro ANVISA nº: 80275310039