

**ACCUMED**  **GLICOMED**



# Catálogo **DE PRODUTOS**

**G·TECH**

*Premium*





Nós somos a

# Accumed-Glicomed

Líder brasileira em produtos para saúde e bem-estar.

Há mais de 30 anos a **Accumed-Glicomed** desenvolve, fabrica e distribui equipamentos para monitoramento da saúde, tanto em casa, quanto em ambientes hospitalares. Nosso objetivo é oferecer produtos confiáveis que levem segurança e facilidade para os consumidores. Possuímos o maior portfólio de produtos para saúde do mercado brasileiro e nossos produtos são desenvolvidos e fabricados em parceria com as principais empresas do segmento de saúde ao redor do mundo.

Com foco na qualidade dos produtos, a **Accumed-Glicomed** é a empresa com o maior número de certificações de qualidade e de órgãos regulatórios, incluindo certificações Anvisa (Boas práticas de fabricação), Inmetro e ISO. Nossa estrutura é

totalmente equipada com os mais avançados aparelhos de teste e controle, além de contar com o trabalho de profissionais altamente treinados. Além disso, nosso setor de controle de qualidade possui aparelhos de tecnologia de ponta para realizar os testes nos produtos e garantir a todos a melhor experiência possível.

A **Accumed-Glicomed** está presente em todo o território brasileiro, possuindo a maior equipe de atendimento comercial aos revendedores e uma completa rede de assistências técnicas para atendimento e suporte aos usuários. Nossos produtos podem ser encontrados nos mais diversos locais de venda, como farmácias, lojas especializadas em produtos médicos, grandes varejos e magazines e também em diversas lojas virtuais.





# SUMÁRIO

Aparelhos de pressão.....	6
M.A.P.A.....	12
Linha Diabetes.....	14
Tens.....	18
Autoteste Covid-19.....	19
Oxímetros.....	20
Massageador .....	21
Bombas tira-leite materno.....	22
Nebulizadores.....	24
Monitor pré-natal Baby Doppler .....	28
Monitor de fluxo expiratório.....	29
Espaçadores.....	29
Termômetros .....	30
Umidificadores de ar .....	32
Estetoscópios .....	35
Esfigmomanômetros .....	36
Kit acadêmico .....	37
Garrote .....	37
Balanças.....	38

# Aparelhos DE PRESSÃO

## LINHA G-TECH MASTER

### Aparelho de pressão digital automático de pulso

BP3BK1

- Verificado e aprovado pelo Inmetro e registrado na Anvisa
- Memória para os 99 últimos resultados com hora e data
  - Tecnologia SDAG de detecção de arritmia
  - Aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão
- Validação clínica segundo requisitos ANSI/AAMI SP10
  - Acompanha pilhas e estojo para transporte



### Aparelho de pressão digital automático de braço

MA100

- Verificado e aprovado pelo Inmetro e registrado na Anvisa
- Memória para os 99 últimos resultados com hora e data
- Alimentação elétrica com bivolt automático\*
- Tecnologia SDAG de detecção de arritmia
- Aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão
- Validação clínica segundo requisitos ANSI/AAMI SP10
- Acompanha pilhas e bolsa para transporte



\* Adaptador elétrico vendido separadamente.



A tecnologia SDAG de detecção de arritmia garante um maior índice na detecção real de subtipos de arritmia que ficam ocultos em outras tecnologias. Além disso, seu avançado algoritmo corrige logicamente movimentos mecânicos inadequados do usuário, reduzindo os erros de medição e eliminando falsos-positivos.

### APARELHOS DE PRESSÃO G-TECH \* LINHA MASTER

MODELO	TIPO	MEMÓRIA	GARANTIA	DETECÇÃO DE ARRITMIA	MEDIÇÃO	ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
BP3BK1	Automático	99	6 anos	Sim	Pulso	Não
MA100	Automático	99	6 anos	Sim	Braço	Sim*

\* Adaptador elétrico vendido separadamente.

# Aparelhos DE PRESSÃO

## LINHA G-TECH HOME

GARANTIA DE  
**5**  
ANOS



### Aparelho de pressão digital automático de pulso

GP300

- Verificado e aprovado pelo Inmetro e registrado na Anvisa
- Medição de pressão arterial e frequência cardíaca
- Memória para até 3 usuários e 120 resultados (com hora e data)
- Indicador de arritmia e indicador gráfico de nível de hipertensão
- Validado clinicamente e aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão
- Acompanha pilhas e estojo para transporte



### Aparelho de pressão digital automático de braço

LA800

- Verificado e aprovado pelo Inmetro e registrado na Anvisa
- Memória para até 2 usuários e 240 resultados (com hora e data)
- Braçadeira universal com maior alcance: de 23 a 43cm
  - Indicador de arritmia e de movimentação excessiva
- Tecnologia Smart Inflate e média das 3 últimas medições
- Validado clinicamente e aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão
  - Acompanha pilhas e bolsa para transporte



GARANTIA DE  
**5**  
ANOS

## Smart Inflate

O sistema Smart Inflate é uma tecnologia que realiza em tempo real a medição da pressão, ou seja, os resultados são mostrados na tela do aparelho durante a inflagem da braçadeira. Assim, não é necessário aguardar a sua deflação (o esvaziamento) para que você possa ter acesso a eles, tornando o processo de medição muito mais rápido, confortável e preciso.

## 3D SENSOR

A tecnologia 3D Sensor reconhece e indica automaticamente se o aparelho está posicionado na altura correta para a medição, facilitando e garantindo resultados ainda mais precisos.

# Aparelhos DE PRESSÃO

## LINHA G-TECH HOME

### Aparelho de pressão digital automático de pulso

GP200

- Verificado e aprovado pelo Inmetro e registrado na Anvisa
  - Medição de pressão arterial e frequência cardíaca
- Memória para até 3 usuários e 120 resultados (com hora e data)
- Indicador de arritmia e indicador gráfico de nível de hipertensão
- Validado clinicamente e aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão
  - Acompanha pilhas e estojo para transporte



### Aparelho de pressão digital automático de braço

LA250

- Verificado e aprovado pelo Inmetro e registrado na Anvisa
- Medição de pressão arterial e frequência cardíaca
- Memória para até 3 usuários e 120 resultados (com hora e data)
- Braçadeira universal com maior alcance: de 23 a 43cm
- Indicador de arritmia e indicador gráfico de nível de hipertensão
- Validado clinicamente e aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão
- Acompanha pilhas e bolsa para transporte



### APARELHOS DE PRESSÃO G-TECH \* LINHA HOME

MODELO	MEMÓRIA	MEDIÇÃO	INDICADOR DE ARRITMIA	INDICADOR GRÁFICO	MULTIMEMÓRIA	INDICADOR DE MOVIMENTAÇÃO	CÁLCULO DE MÉDIA
GP300	120**	Pulso	Sim	Sim	3 usuários	Não	Não
LA800	240**	Braço	Sim	Sim	2 usuários	Sim	Sim***
GP400	240**	Pulso	Sim	Sim	2 usuários	Sim	Sim***
GP450SP	240**	Pulso	Sim	Sim	2 usuários	Sim	Sim***
BSP11	120	Braço	Sim	Sim	Não	Não	Sim***
GP200	120**	Pulso	Sim	Sim	3 usuários	Não	Não
LA250	120**	Braço	Sim	Sim	3 usuários	Não	Não

\*\* Memória compartilhada entre os usuários. \*\*\* Cálculo realizado com base nas 3 (três) últimas medições.



## Aparelho de pressão digital automático de pulso

GP400

- Verificado e aprovado pelo Inmetro e registrado na Anvisa
- Indicador de correta colocação da braçadeira
- Memória para até 2 usuários e 240 resultados (com hora e data)
- Média automática das 3 últimas medições
- Indicador de arritmia e de movimentação excessiva
- Validado clinicamente e aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão
- Acompanha pilhas e estojo para transporte



## Aparelho de pressão digital automático de pulso

GP450SP

- Verificado e aprovado pelo Inmetro e registrado na Anvisa
- 3D Sensor: indica a correta posição do aparelho no pulso
- Memória para até 2 usuários e 240 resultados (com hora e data)
- Média automática das 3 últimas medições
- Indicador de arritmia, de movimentação excessiva e indicador gráfico de nível de hipertensão
- Validado clinicamente e aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão
- Acompanha pilhas e bolsa para transporte



## Aparelho de pressão digital automático de braço

BSP11

- Verificado e aprovado pelo Inmetro e registrado na Anvisa
- Memória para os 120 últimos resultados (com hora e data)
- Medição de pressão arterial e frequência cardíaca
- Indicador de arritmia e indicador gráfico de nível de hipertensão
- Média automática das 3 últimas medições
- Validado clinicamente e aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão
- Acompanha pilhas e bolsa para transporte



# Aparelhos DE PRESSÃO

## LINHA G-TECH SMART

### Aparelho de pressão digital automático de pulso Smart Connect

GP480BT

- Conexão Bluetooth® para uso com o G-Tech App
- 3D Sensor: indica a correta posição do aparelho no pulso
- Memória para até 2 usuários e 240 resultados com hora e data
  - Indicador de arritmia cardíaca, de movimentação excessiva
    - Média automática das 3 últimas medições
- Aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão
  - Acompanha pilhas e estojo para transporte



### Aparelho de pressão digital automático de braço Smart Connect

LA850BT

- Conexão Bluetooth® para uso com o G-Tech App
- Indicador de correta colocação da braçadeira
- Braçadeira universal com maior alcance: de 23 a 43cm
- Indicador de arritmia cardíaca e de movimentação excessiva
- Memória para até 2 usuários e 240 resultados com hora e data
- Tecnologia Smart Inflate e média das 3 últimas medições
- Aprovado pela Sociedade Brasileira de Hipertensão
- Acompanha pilhas e estojo para transporte



A G-Tech traz para o mercado brasileiro o que há de mais moderno em aparelhos inteligentes para o controle da sua pressão arterial. Os aparelhos da **Linha G-Tech Smart** contam com **conexão Bluetooth\*** e o auxílio de um **app\*\*** exclusivo para o controle de todos os dados obtidos durante as medições.

Além disso, a **Linha G-Tech Smart** tem uma ferramenta exclusiva para auxiliar os médicos no gerenciamento dos seus pacientes. Com a **Área do médico** do app G-Tech tudo fica centralizado em um único local, facilitando e auxiliando na tomada de decisões.

\* Smartphone não incluído. \*\* App disponível na Google Play e App Store.

# G-TECH

smart



# Aparelhos DE PRESSÃO

## LINHA PREMIUM

GARANTIA DE  
**3**  
ANOS



### Aparelho de pressão digital automático de pulso

BPSP21

- Verificado e aprovado pelo Inmetro e registrado na Anvisa
- Memória para os 120 últimos resultados com hora e data
- Medição de pressão arterial e frequência cardíaca
- Indicador gráfico de nível de hipertensão
- Média automática das 3 últimas medições
- Acompanha pilhas e estojo para transporte

Premium

### Aparelho de pressão digital automático de pulso

LP200

- Verificado e aprovado pelo Inmetro e registrado na Anvisa
  - Medição de pressão arterial e frequência cardíaca
- Memória para até 3 usuários e 120 resultados com hora e data
- Indicador de arritmia e indicador gráfico de nível de hipertensão
  - Média automática das 3 últimas medições
- Acompanha pilhas e estojo para transporte
  - Validado clinicamente

Premium



GARANTIA DE  
**3**  
ANOS

## TABELA COMPARATIVA ENTRE OS APARELHOS DA LINHA PREMIUM

MODELO	TIPO	MEMÓRIA	MEDIÇÃO	DETECÇÃO DE ARRITMIA	INDICADOR GRÁFICO	MULTIMEMÓRIA	CÁLCULO DE MÉDIA AUTOMÁTICO
BPSP21	Automático	120	Pulso	Sim	Sim	Não	Sim**
LP200	Automático	120*	Pulso	Sim	Sim	3 usuários	Sim**

\* Memória compartilhada entre os usuários. \*\* Cálculo realizado com base nas 3 (três) últimas medições.

# Aparelhos DE PRESSÃO

## M.A.P.A.

### Monitor de pressão arterial M.A.P.A. BP3MZ1



O M.A.P.A. é um monitor de pressão arterial que permanece instalado no paciente durante um período de 24h, realizando medições periódicas da pressão arterial em seus valores sistólicos e diastólicos, além da frequência cardíaca, gravando os valores em sua memória. Os parâmetros de análise são configurados pelo software de leitura que roda em Windows, facilitando e agilizando a edição dos laudos.

O M.A.P.A. G-Tech BP3MZ1 é aprovado e verificado pelo Inmetro. Além disso, ele é validado clinicamente pela *European Society of Hypertension* - ESH (Sociedade Europeia de Hipertensão), garantindo uma maior segurança, qualidade e confiança dos resultados obtidos durante as medições.

Ele possui tripla função, podendo ser usado como M.A.P.A. (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial), M.R.P.A. (Monitorização Residencial da

Pressão Arterial) ou para a medição da pressão arterial individual, permitindo a programação individual de medições diurnas e noturnas (em intervalos de 15, 20, 30 e 60 minutos).

Compacto e de baixo peso, facilitando seu uso e transporte, ele ainda possui programação de horários de vigília e noturnos, programação de pressão máxima de enchimento, reteste (em caso de erro é realizado um novo teste), indicador de tomada de medicamento, pré-aviso de início de medição, display que permite desativação e indicador de nível de baterias.

Acompanha bolsa, alças e cintas para transporte; cabo para a transmissão de dados; conexões extras para reposição; dois tamanhos de braçadeiras (adulto e obeso); software *Watch BP Analyzer* e outros itens para auxiliar o usuário durante suas medições.



O software **Watch BP Analyzer** (incluso no kit) simplifica a coleta de dados das medições realizadas pelo M.A.P.A G-Tech através da automatização da captação, tabulação e análise dos dados. O relatório gerado pelo programa pode ser impresso ou salvo em PDF com as seguintes informações:

- Número de leituras totais
- Dipper e desvio padrão
- Medições feitas logo após a saída do consultório (janela do avental branco)
- Percentuais de cargas acima do limite (diurnas e noturnas)
- SIS, DIA e FC de todas as medições
- Comentários



*Cuidando de você  
em todos os momentos.*

**ACCUMED**  **GLICOMED**

# Linha DIABETES

## LINHA G-TECH SMART

### Medidor de glicose G-Tech Lite Smart

- Sistema de tiras AutoCode
- Conexão Bluetooth® para uso com o G-Tech App
- Aplicativo gratuito para smartphones (Android e iOS)
  - Micro amostra de sangue e resultado rápido: são apenas 0,5µl e 5 segundos para a medição
- Memória para 500 medições com médias automáticas (7, 14 e 30 dias)
  - Alarmes configuráveis para a medição recorrente
- Ejetor de tiras: descarte após o uso sem contato com o sangue
  - Aviso de hipo e hiperglicemia; marcações pré e pós-refeições e cálculo de médias (no aparelho ou via G-Tech App)

**Auto  
Code**  
codificação automática

**G·TECH**  
smart



**G·TECH**  
smart

A G-Tech traz para o mercado brasileiro o que há de mais moderno em medidores inteligentes para controle da sua glicose. Os medidores da **Linha G-Tech Smart** contam com **conexão Bluetooth\*** e o auxílio de um **app\*\*** exclusivo para o controle de todos os dados obtidos durante as medições.

Além disso, a **Linha G-Tech Smart** tem uma ferramenta exclusiva para auxiliar os médicos no gerenciamento dos seus pacientes. Com a **Área do médico** do app G-Tech tudo fica centralizado em um único local, facilitando e auxiliando na tomada de decisões.

\* Smartphone não incluído. \*\* App disponível na Google Play e App Store.

**Auto  
Code**  
codificação automática

O sistema AutoCode é o que há de mais seguro e moderno: cada tira possui um código interno que é automaticamente reconhecido e ajustado pelo aparelho, eliminando a possibilidade de resultados incorretos oriundos de erros na codificação manual pelo usuário.

**No  
Code**  
sem codificação

O sistema NoCode dispensa a mudança de código a cada caixa de tiras utilizada. Com isso são evitados erros nas medições devido a codificação manual equivocada do aparelho, fazendo com que o usuário possa se preocupar apenas em controlar o seu nível de glicose no dia a dia.

# Linha DIABETES

## MEDIDORES DE GLICOSE



### Medidor de glicose G-Tech Free

- Sistema de tiras NoCode
- Microamostra de sangue e resultado rápido: são apenas 0,9µl e 5 segundos para a medição
- Memória para 500 medições com médias automáticas (7, 14 e 30 dias)
- Aviso de hipoglicemia e marcações para pré e pós refeições
- Alarmes configuráveis para a medição recorrente
- Conexão com o computador para um melhor controle e análise dos dados obtidos nas medições\*



### Medidor de glicose G-Tech Lite

- Sistema de tiras AutoCode
- Microamostra de sangue e resultado rápido: são apenas 0,5µl e 5 segundos para a medição
- Memória para 500 medições com médias automáticas (7, 14 e 30 dias)
  - Aviso de hipoglicemia e marcações para pré e pós refeições
  - Alarmes configuráveis para a medição recorrente
- Ejetor de tiras: descarte após o uso sem contato com o sangue
  - Conexão com o computador para um melhor controle e análise dos dados obtidos nas medições\*



### Medidor de glicose G-Tech Vita

- Sistema de tiras AutoCode
- Microamostra de sangue e resultado rápido: são apenas 0,5µl e 6 segundos para a medição
- Memória para 500 medições com médias automáticas (7, 14 e 30 dias)
- Marcações para pré e pós refeições, facilitando a avaliação
- Alarmes configuráveis para a medição recorrente
- Ejetor de tiras: descarte após o uso sem contato com o sangue
- Conexão com o computador para um melhor controle e análise dos dados obtidos nas medições\*



A garantia vitalícia é válida apenas para o medidor, não sendo estendida aos outros itens do kit. Veja as condições no manual de instrução.

# Linha DIABETES

## TIRAS REAGENTES

### Tiras reagentes para medição de glicose G-Tech Free

- Tecnologia *Fast Draw*: aproveitamento total e rápido da amostra de sangue
  - Enzima GOD
- Corte a Laser, garantindo maior precisão à tira
- Eletrodos em ouro para uma maior segurança na transmissão da informação entre o aparelho
- Em conformidade com a norma a ISO 15197/2013
  - Presente nas versões com 25 e 50 tiras



### Tiras reagentes para medição de glicose G-Tech Lite

- Enzima FAD-GDH
- Mais resistente à temperatura e oxidação do ar
- Pode utilizar sangue venoso e capilar
- Em conformidade com a norma a ISO 15197/2013
- Presente nas versões com 25 e 50 tiras



### Tiras reagentes para medição de glicose G-Tech Vita

- Enzima FAD-GDH
- Pode utilizar sangue venoso, capilar e neonatal
- Em conformidade com a norma a ISO 15197/2013
  - Presente nas versões com 25 e 50 tiras
  - Disponível em versão exclusiva com 50 tiras embaladas individualmente



# Linha **DIABETES** AGULHAS E LANCETAS



## Autolanceta mini ultrafina + Conforto

- Atende a NR 32
- Penetração consistente
- Esterilizadas por radiação gama (Cobalto 60)
- Acionamento automático por contato (pressão contra a pele)
- Espessura ultrafina para punção indolor
- Agulha em aço inoxidável com formato trifacetado
- Não permite reutilização, possuindo descarte seguro
- Disponível nas espessuras 21G, 23G e 28G



## Lancetas para lancetador

- Espessura ultrafina com ponta triangular para punção indolor
- Penetração consistente
- Esterilizadas por radiação Gama
- Formato universal para a maioria dos lancetadores existentes
- Disponível nas espessuras 28G e 30G



## Caneta lancetadora

- Ideal para uso com as Lancetas para lancetador G-Tech
- Acionamento fácil, rápido e suave
- 10 níveis de ajuste de profundidade de punção
- Ejetor de lancetas: descarte mais seguro após o uso
- 90 dias de garantia



## Agulhas para caneta de insulina

- Revestidas em silicone e com design que permite maior conforto na hora de realizar a incisão
- Ótimo fluxo, facilitando a administração e a correta dosagem
- Adequadas às principais canetas de insulina do mercado
- Atóxicas e apirogênicas
- Disponíveis nas versões 31G (5mm), 31G (6mm) e 32G (4mm), em caixas de 100 unidades embaladas individualmente



# Tens ALÍVIO JÁ ELETROESTIMULADOR

## Eletroestimulador Tens G-Tech Alívio Já



A dor é um drama vivido por grande parte da população e para ajudar a combater esse mal que aflige a tantos, a G-Tech apresenta o Tens Alívio Já, um eletroestimulador portátil que combate a dor de rápida, fácil, segura e sem uso de medicamentos. É só posicionar, ligar e sentir o poder do Tens G-Tech Alívio Já no alívio da dor!

Sua tecnologia age diretamente no foco da dor, emitindo estímulos elétricos que bloqueiam a mensagem enviada para o cérebro. Com cinco modos de funcionamento, você pode encontrar a forma mais confortável para si e aproveitar todo o benefício de um produto seguro e eficaz. O Tens G-Tech Alívio Já é indicado para diversos tipos de dores, como nas articulações, musculares e até no alívio dos incômodos das cólicas menstruais.

Além de tudo ele é leve, reutilizável, portátil e tem bateria recarregável, perfeito para te acompanhar onde você for. Junte-se a nós nessa revolução do combate à dor e viva sem preocupações.



**Gel de reposição  
para Tens G-Tech  
Alívio Já vendido  
separadamente!**



**Entre as dores nas articulações, musculares e das cólicas menstruais, o Tens G-Tech Alívio Já é indicado para:**

- Cólicas menstruais
  - Estímulo muscular positivo (EMS)
- Dores musculares após exercícios (incluindo overtraining)
  - Bursites (como no quadril e de ombro)
- Distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho
  - Fibromialgia, osteoartrite e artrose
  - Tendinites e epicondilites crônicas
- Dores pós-parto (consulte seu médico antes do uso)
  - Dores nas costas e distensões musculares
  - Outras dores musculares crônicas
- Outras dores pélvicas crônicas (como a endometriose)



# AUTOTESTE COVID-19



## Autoteste de antígeno para Covid-19



O Autoteste G-Tech é uma importante ferramenta no monitoramento de possíveis casos de infecção por Covid-19. Reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os autotestes são mais rápidos, acessíveis e dispensam a necessidade de consulta médica ou agendamento para um teste RT-PCR, ou seja, com o Autoteste G-Tech fica fácil garantir a segurança e proteção de toda a família.

Entre as vantagens do Autoteste G-Tech estão a alta sensibilidade geral (98%)<sup>1</sup>, uma coleta por swab nasal muito mais simples<sup>2</sup> e resultados comprovados até em pacientes assintomáticos<sup>3</sup>.

Além disso, o Autoteste G-Tech detecta todas as mutações conhecidas do Coronavírus, incluindo as variantes Delta (B.1.617.2) e Ômicron (B.1.1.529/BA.1, BA.2, BA.3, BA.4, BA.5, XE, XQ, BQ.1, BQ.1.1 e XBB.1). Tudo isso garante uma maior precisão nos resultados, diminuindo as possibilidades de falsos-negativos/positivos.



### O kit do Autoteste G-Tech contém:

- 01 dispositivo de teste (cassete)
  - 01 swab para coleta
- 01 tubo + tampão de extração
  - 01 saco para descarte
  - 01 manual (guia rápido)

**Validade: 24 meses**



# OXÍMETROS

## G-TECH

### Oxímetro modelo OLED

- Visor em tecnologia OLED para uma melhor visualização em qualquer condição de luminosidade
- Algoritmo avançado que detecta e apresenta instantaneamente o resultado real da medição mesmo durante variações abruptas de batimento cardíaco ou SpO2
  - Informa Saturação (SpO2) e frequência cardíaca
    - Curva plestimográfica
- Acompanha capa protetora em silicone e estojo para armazenamento



### Oxímetro modelo LED

- Visor em tecnologia LED de alto contraste, facilitando a visualização dos resultados
- Algoritmo avançado que detecta e apresenta instantaneamente o resultado real da medição mesmo durante variações abruptas de batimento cardíaco ou SpO2
- Informa Saturação (SpO2) e frequência cardíaca
- Acompanha capa protetora em silicone e estojo para armazenamento



### Oxímetro pediátrico

- Visor em tecnologia OLED para uma melhor visualização em qualquer condição de luminosidade
- Algoritmo avançado que detecta e apresenta instantaneamente o resultado real da medição mesmo durante variações abruptas de batimento cardíaco ou SpO2
- Projetado especialmente para o uso pediátrico, com resistência ampliada e produzido com materiais seguros para o uso infantil
  - Indicado para dedos a partir de 5mm de largura
  - Informa Saturação (SpO2) e frequência cardíaca
    - Curva plestimográfica
- Acompanha capa protetora em silicone e estojo para armazenamento



PROJETADO PARA  
O USO INFANTIL



# MASSAGEADOR

## G-TECH



### Massageador pessoal IR-Magnet Plus

- Os magnetos internos criam um campo magnético que auxilia na circulação sanguínea, produzindo uma massagem intensa e relaxante
- Inclui 6 acessórios intercambiáveis que proporcionam diferentes tipos de massagem para todo o corpo
- Controle de funções: massagem com luz infravermelha, apenas massagem ou apenas luz infravermelha
- Cabo longo com ângulo ajustável até 90° e extremidade com rotação de 360°, permitindo melhores posições e maior alcance
- Bivolt automático

**G-TECH**



# Bombas TIRA-LEITE

## G-TECH



### Bomba tira-leite materno automática Smart LCD

- Sistema inteligente que simula a sucção do bebê, estimulando a produção natural de leite materno
  - 2 modos de uso: estimulação e extração
- Fácil seleção dos modos de funcionamento em um prático e intuitivo visor LCD
- Unidade de controle externo: mais leveza e conveniência durante o uso
  - 9 intensidades no modo extração e 5 níveis no modo estimulação
- Capa massageadora em silicone com sensação delicada no toque
  - Alimentação elétrica (bivolt automático)
- 100% BPA Free (produto livre de Bisfenol A)

**G-TECH**

100% LIVRES DE BISFENOL A

**BPA FREE**



**USO MAIS SEGURO  
PARA A MÃE E O BEBÊ!**



## Bomba tira-leite materno automática Smart

- Sistema inteligente que simula a sucção natural do bebê, tornando a extração do leite mais fácil
- 4 níveis de ajuste de sucção
- Capa de silicone para proteger o seio
- Alimentação elétrica com bivolt automático
- 100% BPA Free (produto livre de Bisfenol A)

**G·TECH**

## Bomba tira-leite materno elétrica

- Nível de sucção ajustável
- Capa massageadora em silicone
- Alimentação por energia elétrica ou por pilhas
- 100% BPA Free (produto livre de Bisfenol A)

**G·TECH**



## Bomba tira-leite materno manual Confort

- 2 níveis de ajuste de sucção com trava de segurança
- Capa massageadora em silicone
- 100% BPA Free (produto livre de Bisfenol A)

**G·TECH**

# NEBULIZADORES

G-TECH

## Inalador e nebulizador infantil DCDOC

- Baixíssimo nível de ruído
- Supercompacto e portátil
- Acompanha duas máscaras em material macio (adulto e infantil)
- Tecnologia SuperFlow Plus
- Bivolt automático (110v/220v)

**SUPERFLOW+** **G·TECH**



## Inalador e nebulizador Desk DC1

- Baixíssimo nível de ruído
- Compacto e com compartimento para guardar os acessórios
- Acompanha duas máscaras em material macio (adulto e infantil)
- Tecnologia SuperFlow Plus
- Bivolt automático (110v/220v)

**G·TECH** **SUPERFLOW+**



## Inalador e nebulizador de rede vibratória NEBMESH2

- Super silencioso, com nível de ruído próximo a zero
- Inovadora tecnologia Mesh, muito mais tecnológico
  - Compacto e leve: apenas 9,4cm e 107g
- Funcionamento à pilhas (até de 2,5 horas de autonomia\*) ou via cabo USB\*\*
  - Permite nebulizar em diversos ângulos\*\*\* e posições
- Acompanha máscaras adulto e infantil, pilhas e bolsa para transporte

PERMITE NEBULIZAR INCLUSIVE DEITADO



SISTEMA **mesh**

**G·TECH**



\*Quando equipado com pilhas alcalinas de boa qualidade. \*\*Cabo USB vendido separadamente. \*\*\*Desde que o medicamento fique em contato com a rede vibratória.



## Inalador e nebulizador Compact DC1

- Baixíssimo nível de ruído
- Compacto e leve: apenas 260g
- Acompanha duas máscaras em material macio (adulto e infantil)
- Tecnologia SuperFlow Plus
- Bivolt automático (110v/220v)



## Inalador e nebulizador Compact DC2

- Acompanha duas máscaras em material macio (adulto e infantil)
- Baixíssimo nível de ruído
- Compacto e leve: apenas 170g
- Tecnologia SuperFlow Plus
- Bivolt automático (110v/220v)



### SUPERFLOW+

A tecnologia SuperFlow Plus proporciona maior fluxo de medicamento e de partículas que atingem diretamente os pulmões, garantindo que o medicamento seja corretamente absorvido no organismo e não perdido ao longo do trajeto da respiração. Isso eleva a taxa de nebulização, reduzindo seu tempo, maximizando a utilização do medicamento e oferecendo mais conforto ao usuário.

### SISTEMA mesh

O Sistema MESH é o que há de mais avançado em nebulização. Sua tecnologia gera ruído de funcionamento próximo a zero, criando uma finíssima névoa que penetra mais profundamente nos pulmões e aumenta a eficácia do tratamento. Além disso, não aquece o medicamento, preservando suas características e promovendo um melhor aproveitamento, permitindo a nebulização de medicamentos em suspensão.

# NEBULIZADORES

## G-TECH



### Inalador e nebulizador ultrassônico Ultraneb Desk 2

- Baixíssimo ruído de funcionamento
- Design especial com tubo extensível que permite a nebulização em qualquer posição sem o risco de vazamento do medicamento
- 3 níveis de ajuste intensidade de névoa
- Acompanha duas máscaras (adulto e infantil)
- Bivolt automático (110v/220v)



PERMITE NEBULIZAR **INCLUSIVE DEITADO** 

MODELO
DCDOG
DESK DC1
NEBMESH2
COMPACT DC1
COMPACT DC2
ULTRANEB DESK 2
NEBDOG
NEBCOM V



## Inalador e nebulizador NEBDOG

- Performance superior com a tecnologia SuperFlow Plus
- Design lúdico, disponível nas cores azul e rosa
- Acompanha máscara infantil
- Bivolt (110v/220v)



## Inalador e Nebulizador NEBCOM V

- Performance superior com a tecnologia SuperFlow Plus
  - Compacto e com design moderno
  - Disponível nas cores branco e prata
- Acompanha máscaras em dois tamanhos: adulto e infantil
  - Bivolt (110v/220v)



## TABELA COMPARATIVA ENTRE OS INALADORES E NEBULIZADORES

SUPERFLOW PLUS	GERAÇÃO DE NÉVOA	NEBULIZAÇÃO EM OUTRAS POSIÇÕES	ALIMENTAÇÃO
Sim	Compressor DC	Não	Eletricidade
Sim	Compressor DC	Não	Eletricidade
Não	Sistema MESH	Sim*	Pilhas ou eletricidade**
Sim	Compressor DC	Não	Eletricidade
Sim	Compressor DC	Não	Eletricidade
Não	Ultrassônico	Sim	Eletricidade
Sim	Compressor	Não	Eletricidade
Sim	Compressor	Não	Eletricidade

\* Desde que o medicamento fique em contato com a rede vibratória. \*\* Cabo USB vendido separadamente.

# Monitor PRÉ-NATAL

## BABY DOPPLER

GARANTIA DE  
**1**  
ANO



### Monitor pré-natal de batimentos cardíacos - Baby Doppler

O Monitor pré-natal de batimentos cardíacos G-Tech é portátil e leve, projetado para atender às necessidades de detecção e audição dos batimentos cardíacos do bebê. A forma simples de uso torna o *Baby Doppler* prazeroso, criando uma ligação ainda maior entre os pais e o bebê, além de tranquilizar as mães em dias de pouca movimentação fetal.

- Funciona através de sistema de ultrassom
  - Duas entradas para fone de ouvido
- Fácil de usar e sem risco para mãe e bebê
  - Certificado pelo Inmetro

**G-TECH**

ACOMPANHA  
**FONE DE OUVIDO** 

# Medidor DE FLUXO & ESPAÇADORES



## Medidor de pico de fluxo expiratório

- Desenvolvido para o monitoramento de condições respiratórias, especialmente em pacientes com asma ou doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC)
- Uso adulto e pediátrico, a partir de 5 anos de idade
- Ampla faixa de medição: 60 ~ 800L/min
- Bocais descartáveis para uso em consultórios ou em ambiente hospitalar\*



## Espaçador para aerossol Clear

- Válvula dupla (no tubo e máscara) que ajuda a vedar e reter o medicamento, aumentando a absorção durante a respiração do usuário
  - Tubo totalmente transparente para melhor visualização do aerossol durante o uso
- Acompanha dois tamanhos de máscaras fabricadas em silicone extramacio (adulto e infantil)
- Compatível com todos os dispensadores de medicamento aerossol do mercado
- 100% BPA Free (produto livre de Bisfenol A)



## Espaçador para aerossol em PVC

- Válvula dupla (no tubo e máscara) que ajuda a vedar e reter o medicamento, aumentando a absorção durante a respiração do usuário
- Tubo totalmente transparente para melhor visualização do aerossol durante o uso
- Máscaras em PVC macio nas opções adulto e infantil ou apenas infantil
- Compatível com todos os dispensadores de medicamento aerossol do mercado
- Produzido em material antiestático e 100% BPA Free (produto livre de Bisfenol A)



# TERMÔMETROS

## G-TECH



**Termômetro digital**  
THGT1027B

- Verificado e aprovado pelo Inmetro
- 100% resistentes à água
- Display digital de fácil visualização
- Memória da última medição
- Desligamento automático
- Indicador de bateria fraca
- Bateria de longa duração (substituível)



**Termômetro digital colorido**

- Pote com 24 unidades\* nas cores roxo, azul, rosa, verde, laranja e amarelo
- Verificado e aprovado pelo Inmetro
- 100% resistentes à água
- Display digital de fácil visualização
- Memória da última medição
- Desligamento automático
- Indicador de bateria fraca
- Bateria de longa duração (substituível)



**Termômetro digital de ponta flexível**

- Verificado e aprovado pelo Inmetro
- Ponta flexível: conforto e segurança
- 100% resistentes à água
- Display em LCD de fácil visualização
- Alarme de febre
- Memória da última medição
- Desligamento automático
- Indicador de bateria fraca
- Disponível na versão Fun (urso e sapo)



### TABELA COMPARATIVA ENTRE OS TERMÔMETROS

MODELO	TIPO	MEDIÇÃO	MEMÓRIA	À PROVA D'ÁGUA
<b>DIGITAL</b>	Digital	Axila	Última medição	Sim
<b>DIGITAL COLORIDO</b>	Digital	Axila	Última medição	Sim
<b>PONTA FLEXÍVEL</b>	Digital	Axila	Última medição	Sim
<b>LINHA ICOLOR</b>	Digital	Axila	Última medição	Sim
<b>G-TECH GO!</b>	Infravermelho	Testa (com contato)	20	Não
<b>EASY SENSOR</b>	Infravermelho	Testa (sem contato)	30	Não

\* 4 (quatro) unidades de cada cor por pote.



## Termômetro digital Linha iColor

- Verificado e aprovado pelo Inmetro
- 100% resistentes à água
- Display digital de fácil visualização
- Memória da última medição
- Design moderno disponível em cinco cores: branco, verde, rosa, azul e laranja
- Desligamento automático
- Indicador de bateria fraca
- Bateria de longa duração (substituível)

**G·TECH**



## Termômetro infravermelho ultracompacto de testa G-Tech Go!

- Verificado e aprovado pelo Inmetro
- Ultracompacto: apenas 4,8cm e 22g
- Medição instantânea (infravermelho) ao fazer contato com a pele da testa
- Memória para 20 medições
- Luz indicadora e alarme de estado febril

**G·TECH**



**EXCLUSIVO  
SENSOR DE  
DISTÂNCIA**

## Termômetro digital infravermelho sem contato Easy Sensor

- Exclusivo sensor de distância: garante a distância correta para uma medição precisa
- Medição *Touch Free*: sem contato com a pele, mais prático e higiênico
- Pode ser usado para medir a temperatura corpórea e de objetos
- Visor *Color Glow*: o display muda de cor conforme a temperatura indicada
- Memória para 30 medições

**G·TECH**

## TABELA COMPARATIVA ENTRE OS TERMÔMETROS

TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO	MEDIÇÃO DA TEMPERATURA DE OBJETOS E SUPERFÍCIES	BEEP DE MEDIÇÃO	ALARME DE FEBRE	LUZES INDICADORAS
Sensor	Não	Sim	Não	Não
Sensor	Não	Sim	Não	Não
Sensor	Não	Sim	Não	Não
Sensor	Não	Sim	Não	Não
Infravermelho	Não	Não	Sim	Sim
Infravermelho	Sim	Não	Não	Sim

# Umidificadores DE AR

## G-TECH

### Umidificador ultrassônico Allergy Free HM

- Mais de 10 horas de autonomia em potência máxima
- Gerador ultrassônico de alta frequência que produz finíssima névoa
  - Reservatório com capacidade para 3 litros de água
- Desligamento automático quando não há mais água no reservatório
  - Super silencioso quando está operando
  - Baixíssimo consumo de energia
  - Bivolt automático



### Umidificador ultrassônico Allergy Free Dual

- Saída dupla de névoa, gerando uma melhor performance na umidificação do ambiente
- Gerador ultrassônico de alta frequência que produz finíssima névoa
- Até 10 horas de autonomia em potência máxima
- Super silencioso, com baixíssimo consumo de energia
- Reservatório com capacidade para 3 litros de água, com desligamento automático quando não há água no reservatório
- Bivolt automático



## TABELA COMPARATIVA ENTRE OS UMIDIFICADORES DE AR

MODELO	CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO	GERAÇÃO DE NÉVOA	AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO*	SAÍDA DE NÉVOA
ALLERGY FREE HM	3 litros	Ultrassônico	10 horas	Uma
ALLERGY FREE DUAL	3 litros	Ultrassônico	10 horas	Dupla

\* Com o aparelho operando em sua potência máxima.

Cuidando de você  
em todos os momentos.

**ACCUMED**  **GLICOMED**



Cuidando de você  
em todos os momentos.

**ACCUMED**  **GLICOMED**

# ESTETOSCÓPIOS PREMIUM



## Estetoscópio Rappaport

- Indicado para a ausculta cardiorrespiratória não invasiva do organismo
- Conversão para a ausculta adulta e pediátrica
- Tubo duplo para ausculta mais precisa
- Inclui olivas e diafragmas para conversão em diferentes formas de uso

*Premium*

O ESTETOSCÓPIO  
RAPPAPORT ESTÁ  
DISPONÍVEL NAS CORES:



## Estetoscópio simples

- Estetoscópio de baixo peso
- Diafragmas de alta sensibilidade
- Disponíveis nas versões adulto, pediátrico e neonatal
- Tubo em PVC moldado em peça única para melhor transmissão do som

*Premium*



## Estetoscópio duplo

- Estetoscópio de baixo peso
- Diafragmas de alta sensibilidade
- Disponíveis nas versões adulto, pediátrico e neonatal
- Tubo em PVC moldado em peça única para melhor transmissão do som

*Premium*



## Estetoscópio cardiológico profissional

- Design avançado com auscultador e hastes em aço inox e diafragma de alta sensibilidade
- Inclui olivas e diafragmas para reposição
- O melhor custo/benefício na categoria dos estetoscópios tipo Littmann<sup>MR\*</sup>

*Premium*

\* Littmann<sup>MR</sup> é uma marca exclusiva e registrada da 3M do Brasil. A marca Premium não faz parte ou é associada à marca Littmann<sup>MR</sup>.

# ESFIGMOMANÔMETROS PREMIUM

## Esfigmomanômetro hospitalar

- Verificado e aprovado pelo Inmetro
- Apresentado em duas versões: mesa/parede ou com rodízios
  - Compartimento para armazenamento seguro do sistema de inflação (braçadeira e pera)
  - Escala ampla e de fácil leitura
  - Produto livre de mercúrio

**Premium**



GARANTIA DE  
**1**  
ANO



GARANTIA DE  
**1**  
ANO

## Esfigmomanômetro aneroide

- Verificado e aprovado pelo Inmetro
- Manguito e pera em PVC de qualidade superior
- Braçadeira disponível em nylon ou algodão e nos tamanhos recém-nascido, infantil, adulto, grande e extra grande
- Fecho disponível em velcro ou metal
- Disponível em diferentes cores
- Acompanha estojo para viagem

**Premium**

**O ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PREMIUM TAMBÉM ESTÁ DISPONÍVEL NAS CORES:**



*Imagens meramente ilustrativas. As cores reais podem variar devido ao material utilizado na produção dos aparelhos.*

# Kit ACADÊMICO PREMIUM



## Kit acadêmico Premium

Um kit completo com todo o material básico inicial para estudantes da área de saúde.



### O KIT ACADÊMICO PREMIUM É COMPOSTO POR:



1 UNIDADE  
**Estetoscópio  
Rappaport Premium**



1 UNIDADE  
**Esfigmomanômetro  
Aneróide Premium**



1 UNIDADE  
**Termômetro digital  
THGT1027B G-Tech**



1 UNIDADE  
**Garrote  
Premium**



1 UNIDADE  
**Oxímetro OLED  
G-Tech (opcional)**

## Garrote Premium

- Eficiente em procedimentos médico-hospitalares ambulatoriais que requeiram garroteamento dos membros superior e inferior
- Fecho em PVC, que permite um ajuste fácil e confortável
  - Tamanho Adulto



# BALANÇAS

## G-TECH



### Balança digital Class 10

- Capacidade para até 180kg
- Amplo display em LCD de fácil visualização
- Plataforma em vidro temperado de 8mm
- Acionamento por toque e desligamento automático



### Balança digital Class 200

- Capacidade para até 200kg (em divisões de 50g)
- Design moderno com plataforma em vidro temperado
- Amplo display em LCD de fácil visualização
- Acionamento por toque e desligamento automático
- Indicador de baterias fracas



### Balança digital com bioimpedância Class 7FW

- Capacidade para até 150kg
- Medição de peso, gordura, água, massa muscular e massa óssea
- Indica as necessidades calóricas diárias
- Memória para até 12 usuários
- Plataforma em vidro temperado
- Amplo display em LCD de fácil visualização



## TABELA COMPARATIVA ENTRE AS BALANÇAS

MODELO	CAPACIDADE	PLATAFORMA	MULTIMEMÓRIA	BIOIMPEDÂNCIA*
<b>GLASS 10</b>	180 quilos	Vidro temperado	Não	Não
<b>GLASS 200</b>	200 quilos	Vidro temperado	Não	Não
<b>GLASS 7FW</b>	150 quilos	Vidro temperado	12 usuários	Sim

\* Além do peso, a balança indica os níveis de gordura, água, massa muscular, massa óssea e as necessidades calóricas diárias do usuário.



*Cuidando de você  
em todos os momentos.*

**ACCUMED**  **GLICOMED**

Fale com nossa equipe comercial!



+55 21 2126 1600



+55 21 3035 1600



[comercial@accumed.com.br](mailto:comercial@accumed.com.br)

**ACCUMED**  **GLICOMED**